

必要なのはスマホだけ あなたになってほしい まちの“みまもり隊”

徘徊高齢者見守りの輪  
システム

# 貴方の

# スマホで助かる

# 命がある

一人ひとりの思いやりの心が見守りの目に…



滋賀県イノベーション創出支援事業  
補助金の採択を受けています

このシステムの開発・実証にあたり、  
国と滋賀県から補助金を受けて進めています。



## ■徘徊高齢者見守りの輪システムとは…

近年、認知症による徘徊から発生する事故が増加しています。認知症高齢者が持つ「電子お守り」(発信機)に、アプリをダウンロードしたスマートフォンが近づくと、アプリが自動で高齢者の位置情報と検出時刻を公的な機関等に発信。

**あなたがスマートフォンを持ち歩くだけで、  
高齢者の搜索・保護に貢献できます。**



アプリをダウンロードするだけで、あなたのスマホも見守りの目に!

ダウンロードは  
無料です



みつけてnet  
開発: Nasca Co.,Ltd.

## ダウンロード方法

左のQRコードを読み取るか、またはApp Store/  
Google playで「みつけてnet」と検索してください。  
アプリをインストールするだけで準備は完了です。  
※アプリはスマートフォンのみ対応しています。

# 誰かを救うきっかけはあなたの日常の中にある。

安心・安全

「みつけてnet」アプリより発信されるのは、検出した電子お守りの識別番号と、その場の位置情報および時刻のみ。あなたのスマートフォンが特定されたり、個人情報漏れることは一切ありません。



## アプリの使用方法

### STEP.1 行方不明の高齢者が発生! スマートフォンに検索依頼が届きます

「電子お守り」を持った高齢者が行方不明になった旨の連絡が「みつけてnet」に届くと、アプリをダウンロードしているスマートフォンに検索依頼のプッシュ通知が届きます。

### STEP.2 「みつけてnet」アプリを起動します

検索依頼のプッシュ通知が届いたら、スマートフォンのBluetoothとGPSをON※にして、「みつけてnet」アプリを起動して下さい。アプリは、検索対象の「電子お守り」の識別番号をバックグラウンドで受信します。あとは何もする必要はありません。いつもどおりの生活を送っていただいで結構です。(※バッテリーの消費が速くなりますがご了承ください。)

### STEP.3 貴方のスマートフォンが高齢者を見守ります

偶然、検索中の識別番号の「電子お守り」を持った高齢者とすれ違ったり、近くに居合わせた場合には、アプリが自動的にこれを検出し、その場の位置情報と検出時刻を「みつけてnet」に知らせます。届いた情報をもとに、関係者が高齢者の検索・保護の情報が提供されます。

### STEP.4 搜索解除の通知が届きます

無事、高齢者が保護された旨の連絡が「みつけてnet」に入ると、スマートフォンに搜索解除のプッシュ通知が届きますので、アプリを終了して下さい。ご協力ありがとうございました。



## 見守りの輪システム

お問い合わせ 株式会社ナスカ  
〒520-3014 滋賀県栗東市川辺568-2  
TEL:077-554-3706

必要なのは  
スマホとあなたのハートだけ!

# あなたの力でまちが 変わる! “みまもり隊”募集!

徘徊高齢者見守りの輪システム



滋賀県イノベーション  
創出支援事業補助金の  
採択を受けています

このシステムの開発・実証にあたり、  
国と滋賀県から補助金を受けて  
進めています。

## ■徘徊高齢者見守りの輪システムとは…

近年、認知症による徘徊から発生する事故が増加しています。  
認知症高齢者が持つ「電子お守り」(発信機)に、アプリをダウ  
ンロードしたスマートフォンが近づくと、アプリが自動で高齢  
者の位置情報と検出時刻を公的な機関等に発信。

あなたがスマートフォンを持ち歩くだけで、  
高齢者の捜索・保護に貢献できます。



アプリをダウンロードするだけで、あなたのスマホも見守りの目に!

ダウンロードは  
無料です



みつくてnet  
開発: Nasca Co.,Ltd.

## ダウンロード方法

左のQRコードを読み取るか、またはApp Store/  
Google playで「みつくてnet」と検索してください。  
アプリをインストールするだけで準備は完了です。  
※アプリはスマートフォンのみ対応しています。

# 誰かを救うきっかけは あなたの日常の中にある。

安心・安全

「みつけてnet」アプリより発信されるのは、検出した電子お守りの識別番号と、その場の位置情報および時刻のみ。あなたのスマートフォンが特定されたり、個人情報情報が漏れることは一切ありません。



## アプリの使用方法

### STEP.1 行方不明の高齢者が発生! スマートフォンに検索依頼が届きます

「電子お守り」を持った高齢者が行方不明になった旨の連絡が「みつけてnet」に届くと、アプリをダウンロードしているスマートフォンに検索依頼のプッシュ通知が届きます。

### STEP.2 「みつけてnet」アプリを起動します


検索依頼のプッシュ通知が届いたら、スマートフォンのBluetoothとGPSをON※にして、「みつけてnet」アプリを起動して下さい。アプリは、検索対象の「電子お守り」の識別番号をバックグラウンドで受信します。あとは何もする必要はありません。いつもどおりの生活を送っていただいて結構です。  
(※バッテリーの消費が速くなりますがご了承ください。)

### STEP.3 貴方のスマートフォンが高齢者を見守ります

偶然、検索中の識別番号の「電子お守り」を持った高齢者とすれ違ったり、近くに居合わせた場合には、アプリが自動的にこれを検出し、その場の位置情報と検出時刻を「みつけてnet」に知らせます。届いた情報をもとに、関係者に高齢者の検索・保護の情報が提供されます。

### STEP.4 検索解除の通知が届きます

無事、高齢者が保護された旨の連絡が「みつけてnet」に入ると、スマートフォンに検索解除のプッシュ通知が届きますので、アプリを終了して下さい。ご協力ありがとうございました。



## 見守りの輪システム

お問い合わせ 株式会社 ナスカ  
〒520-3014 滋賀県栗東市川辺568-2  
TEL:077-554-3706